

NOTICE D'UTILISATION

EquiVeps

SOMMAIRE

- 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES
- 2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- 3 DESCRIPTION DE L'ÉQUIVEPS
- 4 MODE D'EMPLOI
- 5 MAINTENANCE ET SAV
- 6 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- 7 QUESTIONS FREQUENTES

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'EquiVeps est un appareil de confort et de bien être, réservé exclusivement aux chevaux et autres animaux de compagnie et de ferme. Il a été développé selon le Procédé Stévanovitch, qui est exploité de manière exclusive par la SARL V.E.P.S.

La présente notice est destinée à vous présenter l'EquiVeps. Elle contient les instructions qui doivent être suivies pour garantir une bonne utilisation avec un fonctionnement correct.

La notice d'utilisation doit être impérativement lue avant la première utilisation de l'appareil.

DESTINATION

L'EquiVeps génère des complexes fréquentiels émis pour leurs propriétés décontractantes et relaxantes. Ces propriétés correspondent à une réponse biologique de relaxation (réponse inverse de la réponse de stress).

L'EquiVeps procure détente profonde et bien-être. Grâce à l'état de relaxation qui suit généralement une séance, L'EquiVeps :

- atténue les effets du stress
- favorise le lâcher des tensions (contractions, crampes, tremblements, chocs émotifs, etc.)
- favorise la récupération après l'effort

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- le boîtier EquiVeps
- l'alimentation externe
- la housse de transport

2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'EQUIVEPS

- Poids : 150.g (boitier EquiVeps) et 125g (alimentation externe)
- Dimensions (en cm) : 15,2 X 7,5 X 1,7
- Alimentation externe : 110 - 240 V / 6 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 7 VA sur 240 V
- Boitier EquiVeps : Complexes fréquentiels modulés dans le spectre sonore audible, émis à très faible intensité (non perceptible par l'audition humaine) par un transducteur piézo-électrique
- Durée d'émission : 10 min
- Fabriqué en France
- Garantie 2 ans
- l'EquiVeps ne contient pas d'éléments mécaniques et n'émet pas de produits chimiques
- -5 / +50 °C 10 /100 % HR 50 /106 kPa

- Appareil conforme aux normes RoHS.

• La batterie rechargeable Lithium-ion est bio compatible. Sa durée de vie est d'environ 5 ans.

• Important : le remplacement de la batterie se fait exclusivement dans notre atelier agréé : Microphar industries

17, rue Castellane 66660 Port-Vendres (France)



Appareil mis sur le marché en respectant les exigences des directives européennes 73/23/CEE du 19.02.73 relative au matériel électrique à basse tension (entre 50 V et 1000 V) et 89/336/CEE du 03.05.89 relative à la compatibilité électromagnétique

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver précautionneusement l'EquiVeps dans sa valise d'origine à l'abri de la poussière et de l'humidité..

Limites de température : - 5 °C à + 50 °C

3 DESCRIPTION DE L'EQUIVEPS

L'EquiVeps comprend le boîtier avec interrupteur M/A sur la tranche et l'alimentation externe.



Les 2 voyants lumineux :

Diode verte	Diode rouge	signification
clignotante	éteinte	Séance en cours
clignotante	clignotante	Appareil en charge
éteinte	éteinte	Fin de séance
éteinte	A la mise en route, clignote pendant 2 s	Batterie déchargée
éteinte	Appareil en charge, allumée fixe	Fin de la charge : l'appareil est prêt à l'emploi.
éteinte	Appareil débranché, Panne matérielle : contacter le SAV allumée fixe pendant 1 min.	Panne matérielle : contacter le SAV

La zone active de l'EquiVeps est spiralée. C'est cette zone qu'il convient de positionner sur le corps.

3.1 PREPARATION A LA SEANCE

Il est toujours recommandé de laisser l'EquiVeps dans son étui en tissu pendant les séances.

De par sa taille la coque diffuse sur une large zone, sa position est donc approximative. On préconise de placer si possible la zone spiralée de l' EquiVeps au niveau de la charnière sacro-lombaire du cheval ou des autres animaux si possible. Pour les chats et les chiens, il est aussi possible de mettre l'EquiVeps dans leur panier.

Pour la meilleure efficacité, la séance doit avoir lieu dans un environnement calme.

3.2 PREMIÈRES SÉANCES ET OPTIMISATION

Premières séances

C'est à l'issue des premières séances que l'utilisateur peut apprécier quel est le meilleur moment de la journée où devrait avoir lieu la séance avec son cheval ou autre animal. Selon l'effet principal ressenti (relaxant ou dynamisant) il peut être plus approprié de faire la séance le soir ou le matin, ou encore à un autre moment de la journée.

Fréquence des séances

Une séance de 15 minutes tous les 2 jours. Pour les petits animaux, une séance plus courte peut suffire. En général, l'animal s'en va lorsqu'il en a assez.

En cas d'accident ou de traumatisme, pendant la période de « réparation », il est possible de faire une séance quotidienne.

4 MODE D'EMPLOI

- Charger la batterie de l'EquiVeps : raccorder l'alimentation externe au boîtier, puis brancher l'alimentation externe sur le secteur.
- Pendant la charge, les leds rouge et verte clignotent alternativement.
- La batterie est pleine lorsque la led rouge reste fixe. En règle générale, la batterie doit se recharger toutes les 3 semaines environ.
- Débrancher l'alimentation externe du secteur et du boîtier EquiVeps.
- Démarrer la séance en enclenchant l'interrupteur situé sur la tranche. La led verte s'allume. Puis au bout de quelques secondes la led verte clignote doucement: la séance de 15 minutes a démarré.
 - Placer la zone spiralée du EquiVeps au niveau de la charnière sacro-lombaire du cheval.
- Une séance peut à tout moment être interrompue en éteignant l'appareil par l'interrupteur MARCHE/ARRET situé sur la tranche de l'appareil.
- A la fin de la séance, l'appareil s'éteint automatiquement.

IMPORTANT :

- Toujours mettre l'EquiVeps hors tension avant de raccorder au secteur .

5 MAINTENANCE ET SAV

5.1 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ne pas utiliser de solvant sur la peinture. Nettoyer avec un chiffon doux et humide.

5.2 SAV

Pour tout éventuel problème d'utilisation, difficulté ou suggestion d'amélioration, nous vous recommandons de relever le numéro de série de votre appareil et contacter le SAV. VEPS vous tiendra informé de la suite donnée à l'examen de votre problème ou suggestion.

email : info@veps.fr

5.3 GARANTIE

L'EquiVeps est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication et de fonctionnement, provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception.

La garantie est exclue si le vice de fabrication et de fonctionnement provient :

- d'une mauvaise utilisation ne respectant pas les instructions de la présente notice,
- d'une intervention sur l'EquiVeps ayant conduit à l'ouverture des éléments de l'appareil,
- de l'usure normale de l'EquiVeps ou d'une négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur,
- d'un cas de force majeure.

Au titre de la garantie, le vendeur remplacera les pièces reconnues défectueuses par ses services techniques. Cette garantie couvre les frais de main d'œuvre et d'expédition à l'acheteur après réparation ou remplacement.

5.4 MISE AU REBUT

Respecter les exigences réglementaires locales en vigueur pour la mise aux déchets de l'électronique.

6 LA NOTION DE « CHI » ET D' « ONDES VIVES »

Selon les critères de la médecine traditionnelle chinoise, l'EquiVeps favorise la circulation de l'énergie vitale (=chi en chinois, prononcer « tchi »).

Le « chi » est un terme chinois dont la signification est proche des expressions : « énergie vitale », « pensée créatrice », « volonté » et même « inspiration », sans équivalent dans les langues du monde occidental. Dans la conception chinoise, une défaillance de la santé est toujours une perturbation du système énergétique, une perturbation du Chi. C'est donc en intervenant sur le Chi qu'on favorise le bien-être.

L'EquiVeps est l'aboutissement de dix ans de recherche des applications de l'informatique dans le domaine du Chi. ■

La perception de la circulation de l'énergie vitale (=chi) dans le corps des chevaux se manifeste par des sensations spécifiques qui peuvent apparaître à des endroits différents au cours de la séance, expliquent le qualificatif « d'ondes vives » donné aux complexes fréquentiels émis.

7 Réponses à des questions fréquentes

Vous trouverez dans cette rubrique des questions/réponses générales concernant l'EquiVeps, ainsi que les réponses apportées à certaines questions particulières qui peuvent vous guider dans votre utilisation de l'appareil, en respectant votre propre sensibilité.

► FONCTIONNEMENT

Quels sont les risques de panne de l'EquiVeps ? L'EquiVeps est uniquement constitué de composants électroniques, sans aucun élément mécanique. La garantie est de 2 ans.

► UTILISATION

Est-ce qu'il y a un phénomène d'accoutumance lors d'utilisations répétées ? Est-ce que l'appareil fait de moins en moins d'effet sur un même cheval avec le temps ? Aucun phénomène d'accoutumance n'a été observé, au contraire, le cheval devient de plus en plus sensible et les ondes vives agissent de plus en plus en profondeur

Je ne sais pas si j'ai bien placé la coque sur le sacrum... De par sa taille la zone spiralée de l'EquiVeps diffuse sur une large zone, on ne recherche pas une précision au millimètre !

Une douleur, ancienne, s'est réveillée au cours de la séance... Les ondes vives « visitent » des zones de blocage énergétiques. Cela peut provoquer parfois des remontées de douleurs anciennes, qui passent généralement au bout de quelques minutes.

Mon cheval vient de recevoir des soins vétérinaires. Est-ce que je peux néanmoins utiliser l'EquiVeps ? D'une manière générale, il vaut mieux attendre deux jours avant d'utiliser l'EquiVeps si votre cheval est exposé à l'influence d'autres appareils ou d'une séance d'acupuncture ou d'ostéopathie. Dans le cas contraire, vous ne saurez pas à quoi attribuer l'éventuel mieux être de votre cheval.

► QUESTIONS TECHNIQUES (transport, voltage, etc.) :

Est-ce que l'appareil peut passer aux contrôles des aéroports (rayons X) sans être endommagé ? Pas de problème.